

カニューラを長期にご使用されていて 耳の痛みでお困りの患者さまに

カニューラ用 ヘアキャップ ヘアバンド



- カニューラ装着時の耳の痛みを解消します。
- カニューラを耳にかける必要はありません。
外れる心配もありません。



カニューラ用ヘアキャップ


定 価 : 税別2,100円※
型 番 : OXY-CAP
サイズ : フリー
カラー : 黒

カニューラ用ヘアバンド



定 価 : 税別2,100円※
型 番 : OXY-BND
サイズ : フリー
カラー : 黒




カニューラ用ヘアキャップ・ヘアバンドの使い方




キャップ、バンドを
机に置いて
マジックテープを外す



手前が後頭部となるように
カニューラを取り付ける



マジックテープを取り付ける



ヘアバンド・ヘアキャップを
頭にかぶり、カニューラを
鼻孔に装着する



※ 製品改良の為、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。また、印刷物と実物では多少色味の異なる場合があります。

製造販売業者

 **RUFUTO** 日本ルフト株式会社

■ 本社 医療機器部

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-7-5 協販ビル

TEL: 03-3518-2001 FAX: 03-3518-6001

■ メディカルサービスセンター

〒336-0034 埼玉県さいたま市南区内谷7-2-1

TEL: 048-839-0622 Fax: 048-838-3532

 <https://www.nihon-rufuto.com/>



ISO 13485:2016 認証取得

ご用命は

OXY181116